

ESTESIL H₂TOP™ MONOPHASE Δ and MONOIMPLANT

ESTESIL H₂TOP™ 5:1 is an addition reaction impression material in polyvinylsiloxane with highly wettable surfactant hydrophilic fillers in the version with cartridge for mechanic mixing. Usable with the main impression material mixing machines, in a 5:1 ratio.

The indications are the following:

INDICATIONS:

As a base in the simultaneous two viscosity technique of impressions for: crown, bridges, inlays, onlays and veneers. Indicated for the dual arch technique.

In the monophase single viscosity of impressions for: positioning of pickups of implants, antagonists, position and functional impressions.

PREPARATION

Using the Mix Machine 5:1 cartridge proceed as follows:

1. Activate the cartridge removing the protection cap.
2. Insert the mixing device on the cartridge.
3. Fix the mixing device with the locking ring to the cartridge.
4. Insert the assembly in the special space in the mixing machine (follow the manufacturer's instructions on the use and position of the cartridges in the mixing machine).
5. Dispense about 3 cm. of material, and eliminate it, before placing it on the tray.
6. Do not remove the mixing device from the cartridge once it has been used (it acts as a protection plug).

TRAY

For this type of technique it is possible to use any type of non perforated trays with adequate retention features, individual or semi-individual trays and for the dual arch technique.

ESTESIL H₂TOP™ Heavy, High Flowability and Extra High Flowability

Are addition reaction impression materials in polyvinylsiloxane with highly wettable surfactant hydrophilic fillers used as precision correctors. Available in different formulations to meet the requirements of the main impression taking technique. They are supplied in the cartridge version to be used with mixing guns in a 1:1 ratio.

Using the Gun Mix 1:1 cartridge proceed in the following way:

1. Insert the cartridge into the mixing gun.
2. Activate the cartridge removing the protection cap.
3. Insert the mixing cannula on the cartridge.
4. Dispense about 2/3 cm. of material, and eliminate it, before placing it in place directly with the special tips, or injecting it with special syringes used to achieve a precise application into the area where a more detailed impression taking is necessary.
5. Do not remove the mixing cannula once it has been used (it acts as a protection plug).

SUGGESTIONS FOR THE USE OF ESTESIL™ H₂TOP Heavy, High Flowability and Extra High Flowability

TYPE	FARBE	CODE	SUGGESTIONS FOR USE
H Heavy	OCHRE	E	E+F: precision impression for supragingival or iuxtagingival preparations in the dual phase technique
HF High Flowability	BLUE	F	B+F or Δ+F or E+F: precision impression for supragingival or iuxta gingival preparations
EHF Extra High Flowability	PINK	H	B+H o Δ+H: precision impression for subgingival reading

GENERAL SAFETY INFORMATION

The formulations of the impression materials **ESTESIL H₂TOP™** contain curing monomers and surfactants which may irritate the skin, the eyes and the oral mucosa. They may cause allergic contact dermatitis in particularly susceptible subjects.

Contraindications

1. Avoid contact with the eyes to prevent potential irritations and /or accidental damage to the cornea. In case of accidental contact with the eyes rinse with plenty of water and call a doctor.
2. Avoid contact with the skin to prevent potential irritations or cause any allergic reactions (in susceptible subjects). In case of contact with the skin remove the material and rinse with plenty of water and neutral soap. In case of sensitization or reddish rash, stop using the material and seek medical assistance.
3. Do not ingest the product. In case of accidental ingestion drink plenty of water. In general the material is not dangerous if swallowed in small quantities. Seek medical advice in case of symptoms of a different nature.

Precautions

1. **ESTESIL H₂TOP™** is intended only for dentistry, following the specific "instructions for use". Any different and/or imprudent use or and/or use not compliant with the specifications expressly provided is to be considered the dentist's sole discretion and responsibility.
2. Do not use dental materials containing hydrogen peroxide in combination with **ESTESIL H₂TOP™** because they may prevent its correct hardening.
3. Thanks to its high thixotropy and formulation, the material should be dispensed easily. DO NOT apply too much pressure to avoid affecting the extrusion of the material or breaking the packaging.

ESTESIL H₂TOP™ MONOPHASE Δ et MONOIMPLANT

ESTESIL H₂TOP™ 5:1 est un matériau à empreintes en polysiloxane de vinyle par addition avec matériaux de remplissage surfactants hydrocompatibles à haute mouillabilité, dans la version cartouche pour mélange mécanique. Il peut être utilisé avec les principaux mélangeurs de matériaux à empreintes, dans un ratio 5:1.

Mode d'emploi ci-dessous:

INDICATIONS D'UTILISATION:

Comme base dans la technique simultanée à deux viscosités pour empreintes pour: couronnes, bridges, inlays, onlays et veneer. Indiqué pour porte-empreinte double arcade pour la technique du mordu ("Dual Arch"). Dans la technique en un temps à viscosité unique, pour le positionnement de: pick-up d'implants, arcades antagonistes, empreintes de position et empreintes fonctionnelles.

PREPARATION

En utilisant la cartouche Mix Machine 5:1 procéder de la manière suivante:

1. Activer la cartouche en retirant le capuchon de protection.
2. Installer le mélangeur sur la cartouche.
3. Fixer le mélangeur à la cartouche avec la bague de serrage
4. Insérer tout dans l'espace du mélangeur prévu à cet effet (suivre les consignes d'utilisation du fabricant pour ce qui concerne l'usage et le positionnement des cartouches dans le mélangeur).
5. Faire sortir environ 3 cm de matériau et l'éliminer avant de placer le matériau sur le porte-empreinte.
6. Ne pas enlever le mélangeur de la cartouche après l'utilisation (il sert de capuchon de protection).

PORTE-EMPREINTE

Pour ce type de technique sont indiqués tous les porte-empreintes avec des formes de rétention adéquates, des porte-empreintes individuels o partiellement individualisés et porte-empreintes double arcade pour la technique du mordu ("Dual Arch").

ESTESIL H₂TOP™ Heavy, High Flowability et Extra High Flowability

Ce sont des matériaux à empreintes en polysiloxane de vinyle par addition avec matériaux de remplissage surfactants hydrocompatibles à haute mouillabilité, utilisés comme correcteurs de précision. Disponibles dans des formulations différentes pour satisfaire les principales techniques de prise d'empreinte. Fournis dans la version cartouche pour être utilisés avec les pistolets mélangeurs, dans un ratio 1:1.








En utilisant la cartouche Gun Mix 1:1 procéder de la manière suivante:

1. Insérer la cartouche dans le pistolet distributeur
2. Activer la cartouche en retirant le capuchon de protection
3. Insérer la canule de mélange sur la cartouche
4. Faire sortir de 2 à 3 cm de matériau et l'éliminer avant de placer le matériau sur le porte-empreinte avec les embouts mélangeurs, ou bien injecter le matériau dans des seringues pour une application précise dans la zone où il faut recueillir des données plus détaillées.
5. Ne pas enlever la canule de mélange de la cartouche après l'utilisation (elle sert de capuchon de protection).

CONSEILS D'UTILISATION D'ESTESIL™ H₂TOP Heavy, High Flowability et Extra High Flowability

TYP	COULEUR	CODE	ANWENDUNGSHINWEISE
H Heavy	OCRA	E	E+F: Empreinte de précision pour préparations sur-gingivales ou juste en-dessous de la gencive dans la technique en deux temps.
HF High Flowability	BLU	F	B+F ou Δ+F ou E+F: Empreinte de précision pour préparations sur-gingivales ou juste en-dessous de la gencive.
EHF Extra High Flowability	ROSA	H	B+H ou Δ+H: Empreinte de précision pour la lecture sous la gencive.

LÉGENDE DES SYMBOLES UTILISÉS DANS L'ÉTIQUETAGE








-  Marquage CE
-  Attention (Risque générale) Voir les instructions d'utilisation
-  Code article
-  Fabricant
-  Température de stockage
-  Lot de fabrication
-  Date d'expiration

Tokuyama Dental Italy S.r.l.

Via dell'Artigianato, 7
36030 Montecchio Precalcino
Vicenza, Italy
info@tokuyama.it
www.tokuyama.it
ISO 13485 Certified Company

 Pour Tokuyama Dental Corporation
Tokyo, Japan

LEGENDA DEI SIMBOLI RIPORTATI SULL'ETICHETTA

-  Marchio CE
-  Attenzione (rischio generico) Vedere istruzioni per l'uso
-  Codice articolo
-  Fabbricante
-  Temperatura di conservazione
-  Lotto di produzione
-  Data di scadenza

Tokuyama Dental Italy S.r.l.

Via dell'Artigianato, 7
36030 Montecchio Precalcino
Vicenza, Italy
info@tokuyama.it
www.tokuyama.it
ISO 13485 Certified Company

 Per Tokuyama Dental Corporation
Tokyo, Japan