

Resin-based Dental Restorative Material

ESTELITE POSTERIOR CE¹³⁹

Last updated 2022-02-28 Rev.E

ENGLISH

Read all information, precautions and notes before using.

■ PRODUCT DESCRIPTION AND GENERAL INFORMATION

1) ESTELITE POSTERIOR is a light-cured, radiopaque composite resin for use in posterior restorations. ESTELITE POSTERIOR contains 84% by weight (70% by volume) of silica-zirconia filler (mean particle size: 2 μm, particle size range: 0.1 to 10μm). A high filler load offers decreased polymerization shrinkage. The monomer matrix contains Bis-GMA, Triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA) and Bisphenol A polyethoxy methacrylate (Bis-MPEP).

2) ESTELITE POSTERIOR implements Radical-Amplified Photopolymerization initiator technology (RAP technology). Curing time for ESTELITE POSTERIOR can be shortened by one-third using a light curing unit with a wavelength range of 400 to 500nm (pic: 470 nm) compared to our conventional resin composite. Please see the table depicting the relationship between curing time and increment depth (■ INDICATIONS FOR FILLING AND CURING).

3) RAP technology facilitates a longer working time for ESTELITE POSTERIOR.

4) ESTELITE POSTERIOR is provided in SYRINGE.

■ SHADE

PCE, PA1, PA2, PA3.
- Every shade provided for ESTELITE POSTERIOR has adequate translucency designed for posterior restoration.

- PCE serves as a top layer for the multi-shade layering technique.

- Tokuyama Dental Corporation does not provide ESTELITE POSTERIOR Shade Guide. Please make a mockup shade guide by using ESTELITE POSTERIOR.

■ INDICATIONS

ESTELITE POSTERIOR contains methacrylic monomers. DO not use ESTELITE POSTERIOR for patients allergic to or hypersensitive to methacrylic and related monomers.

■ PRECAUTIONS

1) DO NOT use ESTELITE POSTERIOR for any purpose other than those listed in these instructions. Use ESTELITE POSTERIOR only as directed herein.

2) ESTELITE POSTERIOR is designed for sale and use by licensed dental care professionals only. It is not designed for sale nor is it suitable for use by non-dental care professionals.

3) DO NOT use ESTELITE POSTERIOR if the safety seal are broken or appear to have been tampered with.

4) If ESTELITE POSTERIOR causes an allergic reaction or oversensitivity, discontinue use immediately.

5) Use exam gloves (plastic, vinyl, or latex) at all times when handling ESTELITE POSTERIOR to avoid the possibility of allergic reactions from methacrylic monomers. Note: Certain substances/materials may penetrate through examination gloves. If ESTELITE POSTERIOR comes in contact with the examination gloves, remove and dispose of the gloves, and wash hands thoroughly with water as soon as possible.

6) Avoid contact of ESTELITE POSTERIOR with eyes, mucosal membrane, skin and clothing.

- If ESTELITE POSTERIOR comes in contact with the eyes, thoroughly flush eyes with water and immediately contact an ophthalmologist.

- If ESTELITE POSTERIOR comes in contact with the mucosal membrane, wipe the affected area immediately, and thoroughly flush with water after the restoration.

- If ESTELITE POSTERIOR comes into contact with the skin or clothing, immediately saturate the area with alcohol-soaked cotton swab or gauze.

- Instruct the patient to rinse his mouth immediately after treatment.

7) ESTELITE POSTERIOR should not be ingested or aspirated. Ingestion or aspiration may cause serious injury.

8) To avoid the unintentional ingestion of ESTELITE POSTERIOR, do not leave it unsupervised within the reach of patients and children.

9) Clean the placement instruments with alcohol after use.

10) When using a light-unit, protective eye shields, glasses or goggles should be worn.

■ INDICATIONS FOR FILLING AND CURING

Be sure to light-cure ESTELITE POSTERIOR extraorally and check the time needed for complete hardening of ESTELITE POSTERIOR with your light curing unit before performing the bonding procedure. The following table illustrates the relationship between curing time and increment depth:

| Light Type | Intensity (mW/cm ²) | Curing Time (seconds) | Increment Depth (mm) ⁽¹⁾ |
|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Halogen | 400 | 10 | 1,9 |
| | 400 | 20 | 2,3 |
| | 600 | 10 | 2,0 |
| | 600 | 20 | 2,4 |
| LED | 800 | 5 | 1,8 |
| | 800 | 10 | 2,4 |
| | 260 | 10 | 1,9 |
| | 260 | 20 | 2,0 |
| Plasma Arc | 900 | 5 | 1,8 |
| | 900 | 10 | 2,0 |
| Plasma Arc | 950 | 3 | 2,1 |

1) Increment depth was determined on the basis of test results performed in accordance with section 7.10 "depth of cure" of ISO4049.

■ STORAGE

1) Store ESTELITE POSTERIOR at a temperature between 0 - 25°C (32 - 77°F).
2) AVOID direct exposure to light and heat.
3) DO NOT use ESTELITE POSTERIOR after the indicated date of expiration on the syringe or package.

■ DISPOSAL

To safely dispose of excess ESTELITE POSTERIOR, extrude unused portion from SYRINGE and light-cure before disposal.

■ CLINICAL PROCEDURE

1. Cleaning

Thoroughly clean the tooth surface with a rubber cup and a fluoride-free paste then rinse with water.

2. Shade Selection

Select the appropriate shade of ESTELITE POSTERIOR prior to placing the rubber dam.

- Complete the shade selection within 5 minutes; desiccated teeth are lighter than wet or moist teeth.
- Lightness (color value) is primary importance on shade selection.
- When wavering in shade selection, select the lighter (high value) shade.
- In case of whitened teeth select the shade a few weeks after the completion of whitening. Whitened teeth may become slightly darker.

3. Isolation

A rubber dam is the preferred method to isolate the tooth from contamination.

4. Cavity Preparation

Prepare the cavity and rinse with water. Add chamfers to the margins of posterior preparations (class I, II) because chamfers assist in diminishing demarcations between the cavity margins and restoration, thereby enhancing both esthetics and retention.

- In case of porcelain/composite repairs, roughen the surface with a bur or a diamond point to prepare the area for adhesion; apply phosphoric acid etch for cleaning; rinse thoroughly with water, air dry thoroughly and treat with a silane coupling agent according to manufacturer's instructions.

5. Pulp Protection

Glass ionomer lining or calcium hydroxide should be applied if the cavity is in close proximity to the pulp. DO NOT USE EUGENOL BASED MATERIALS to protect the pulp as these materials will inhibit curing of bonding agent and/or ESTELITE POSTERIOR.

6. Bonding system

Apply a bonding system according to manufacturer's instructions.

7. Dispensing

Remove the syringe cap. Extrude the paste onto a mixing pad by turning the handle clockwise. Re-cap the syringe immediately after dispensing.

- DO NOT apply unnecessary force to the syringe immediately after removing from the refrigerator.

8. Filling and curing

Fill the cavity incrementally using a suitable placing instrument. Increments should not exceed the indicated depth (please refer to the aforementioned table).

- DO NOT mix ESTELITE POSTERIOR with other brands of resin composite or other shades of ESTELITE POSTERIOR to avoid incomplete cure or entrapment of air bubbles.

9. Curing

Light-cure each increment for at least the indicated time (please see aforementioned table), keeping the curing light tip within a distance of 2 mm from the increment.

- If other brands of composite resins are layered over the cured composite, follow their instructions.

10. Finishing

Shape and polish the restoration. For finishing, use fine finishing diamond points. To diminish the demarcation between the composite and the natural tooth, rotate a 12 fluted carbide bur slowly along the margins without water. Use metal finishing strips or vinyl polishing strips for proximal surfaces. For polishing, polish with rubber pads and any other polishing tool, such as PoGo™ (DENTSPLY Caulk), Sof-Lex™ (3M ESPE), Identoflex® HiLuster Dia Polishers (Kerr), or D-FINE™ Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).

* PoGo, Sof-Lex, Identoflex and D-FINE are not registered trademarks of Tokuyama Dental Corporation.

- Instruct the patient adequately on the maintenance of the restoration after treatment.

The user and/or patient should report any serious incident that has occurred in relation to the device and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

IMPORTANT NOTE: The manufacturer of ESTELITE POSTERIOR is not responsible for damage or injury caused by improper use of this product. It is the personal responsibility of the user to ensure that this product is suitable for an appropriate application before use.

Product specifications of ESTELITE POSTERIOR are subjected to change without notification. When the product specification change, the instruction and precautions may change also.

БЪЛГАРСКИ

Преди употреба прочетете всички данни, препазими мерки и забележки.

■ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1) ESTELITE POSTERIOR е представена от фотополимеризиран радио-опак материал за постериорни реставрации. ESTELITE POSTERIOR съдържа 84% тегловин (70% в объем) от частици силициево-цирконий (пилнител с размер на частичите: 0.1 – 10 μm). Високото съдържание на пилнител осигурува намаление на свръзката между ръбовете на кавитата и реставрацията, подобрявайки естетичността и рептенцията.

2) ESTELITE POSTERIOR има идеален метод за изолация на зъбната сърцевина.

3) Използването на кофедам с идеалният метод за изолация на зъбната сърцевина.

4) ПОДГОТОВКА НА КАВИТАТА

Подгответе кавитата и го промийте с вода. Създайте ретенционни узеи по ръбовете на препарирания в постериорна област (касил I, II), тъй като ретенционните узеи допринасят за намаление на разликите в преходите между ръбовете на кавитата и реставрацията, подобрявайки естетичността и рептенцията.

5) ЗАПОЧНАТИЕ НА РАБОТА

Започнете създаването на зъбната сърцевина. Експандирайте пастата на смесителен блокче за използване на постериорни реставрации.

6) УПРАЖНИЯТА

Започнете създаването на зъбната сърцевина чрез използване на изолираща паста.

7) ПРИГОДЛЕВАНЕ

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

8) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

9) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

10) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

11) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

12) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

13) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

14) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

15) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

16) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

17) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

18) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

19) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

20) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

21) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

22) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

Пригответе кавитата и го промийте с вода.

23) ПОДГОТОВКА НА РАБОТНОТО МЯСО

</

di fluoro e sciacquare con acqua.

2. Seletta del colore

Selezionare il colore appropriato di ESTELITE POSTERIOR prima di montare la diga in lattice.

- Completare la selezione del colore entro 5 minuti; i denti asciutti sono più luminosi dei denti umidi o bagnati.

- La luminosità (valore di colore) è di fondamentale importanza nella selezione del colore.

- In caso di dubbio, selezionare il colore più luminoso (valor più alto).

- In caso di denti sbiancati selezionare il colore alcune settimane dopo l'esecuzione del trattamento sbiancante. I denti sbiancati possono diventare leggermente più scuri.

3. Isolamento

Il migliore metodo d'isolamento di un dente dalla contaminazione è una diga in lattice.

4. Preparazione della cavità

Preparare la cavità e risciacquare con acqua. Aggiungere dei chamer sui margini delle preparazioni posteriori (classe I, II) poiché i chamer sono d'aiuto nell'eliminazione della demarcazione tra i margini cavitari e la ricostruzione, migliorando così sia l'aspetto estetico sia la tenzione.

- In caso di riparazioni su porcellana/composito, intridire la superficie con una fresa ceramica, risciacquare accuratamente con acqua, asciugare a fondo con aria e trattare con un agente silano stremendosi alle istruzioni del produttore.

5. Protezione della polpa dentale

Si può applicare un cemento vetroinomerico e/o idrossido di calcio se la cavità è vicina alla polpa. NON UTILIZZARE MATERIALE A BASE DI EUGENOL per proteggere la polpa, poiché questi materiali inibiscono la polimerizzazione dell'agente adesivo e/o di ESTELITE POSTERIOR.

6. Sistema adesivo

Applicare il sistema adesivo secondo le istruzioni del produttore.

7. Erogazione

Rimuovere il cappuccio della siringa. Estrudere la pasta su un bloccetto di miscelazione girando l'impugnatura in senso orario. Chiudere bene il cappuccio della siringa subito dopo l'erogazione.

- NON esercitare una forza eccessiva sulla siringa subito dopo averla tolta dal frigorifero.

8. Riempimento e modellazione

Preparare la cavità per incrementi successivi con uno strumento adeguato. Gli incrementi non devono superare la profondità indicata (vedere la tabella precedente).

- NON miscolare ESTELITE POSTERIOR con resine composite di altre marche o con altri colori di ESTELITE POSTERIOR per evitare la polimerizzazione incompleta o la contaminazione con bolle d'aria.

9. Polimerizzazione

Fotopolimerizzare ciascun incremento per almeno il tempo indicato (vedere la tabella precedente), mantenendo la punta del dispositivo di polimerizzazione ad una distanza di 2 mm dall'incremento.

- Quotidiani sui composti polimerizzati siano stratificate resine composite di altre marche, attenersi alle relative istruzioni.

10. Finitura

Modellare e lucidare la ricostruzione. Usare punti diamantati fini per la finitura. Per diminuire la demarcazione tra il composito e il dente naturale, impiegare una fresa al carburo attorno ai margini senza utilizzare acqua. Per le superfici prossimali, usare strisce di metallo o di vinile per la lucidatura. Per lucidare utilizzare punti di gomma o qualsiasi strumento di lucidatura appropriato, ad es. PoGo™ (DENTSPLY/Caulk), Sof-Lex™ (3M ESPE), IdentoFlex® HiLuster Dia Polishers (Kerr), o D-FINE™ Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).

*PoGo, Sof-Lex, IdentoFlex e D-FINE non sono marchi registrati di Tokuyama Dental Corporation.

- Istruire adeguatamente il paziente sulla manutenzione del restauro dopo il trattamento.

L'utente e/o il paziente sono tenuti a segnalare qualsiasi evento avverso grave occorso in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente risiedono.

NOTA IMPORTANTE: Il produttore di ESTELITE POSTERIOR non è responsabile di danni o lesioni causate dall'uso improprio di questo prodotto. Rientra nella responsabilità personale dell'utilizzatore accettarsi prima dell'uso che il prodotto sia idoneo all'applicazione prevista.

Le specifiche di ESTELITE POSTERIOR possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Un eventuale cambiamento delle specifiche può determinare un cambiamento delle istruzioni e delle precauzioni.

PORTUGUÊS •••••

Antes de utilizar, ler com atenção as informações, precauções e notas.

■ DESCRIÇÃO DO PRODUTO E INFORMAÇÃO GERAL

1) ESTELITE POSTERIOR é uma resina composta fotopolimerizável e radioapaca, utilizada para restaurações posteriores. ESTELITE POSTERIOR contém 84% em peso (70% em volume) de material de enchimento silício-zircônio (tamanho médio das partículas: 0,1 a 10 µm). A elevada quantidade de carga reduz a contracção de polimerização. A matriz do monômero contém Bis-GMA, trietilen-glicol-dimetacrilato (TEGDMA) e Bisfenol A polimetacrilato (Bis-MEPP).

2) ESTELITE POSTERIOR utiliza a tecnologia de iniciador de fotopolimerização amplificada por radical (tecnologia RAP). O tempo de polimerização pode ser reduzido em terço em comparação com as resinas compostas tradicionais se utilizar uma fresa de fotopolimerização de comprimento de onda entre os 400 e os 470 nm (peak: 470 nm). Ver tabela da relação entre o tempo de polimerização e a profundidade do incremento (■ INDICAÇÕES PARA O ENCHIMENTO E A POLIMERIZAÇÃO).

3) A tecnologia RAP proporciona um tempo de trabalho alargado ao ESTELITE POSTERIOR.

4) ESTELITE POSTERIOR está disponível em SERINGAS.

■ TONALIDADE

PCE, PA1, PA2, PA3.

- Todas as tonalidades disponíveis de ESTELITE POSTERIOR oferecem translucidez adequada, desenvolvida para restaurações posteriores.

- A tonalidade PCE é utilizada como camada superior na técnica de estratificação multitonal.

- A Tokuyama Dental Corporation não fornece a escala de tonalidades ESTELITE POSTERIOR Shade Guide. Prepare um modelo de escala de tonalidades usando o ESTELITE POSTERIOR.

■ INDICAÇÕES

- Restaurações posteriores diretas, incluindo a superfície de oclusão.

- Reparo de porcelana/compósito.

■ CONTRA-INDICAÇÕES

ESTELITE POSTERIOR contém monômeros de metacrilato. Não utilizar ESTELITE POSTERIOR em pacientes alérgicos ou com hipersensibilidade a monômeros de metacrilato ou relacionados.

■ PRECAUÇÕES

1) Não utilizar ESTELITE POSTERIOR para qualquer propósito que não esteja mencionado neste documento. Utilizar ESTELITE POSTERIOR unicamente conforme indicado neste documento.

2) ESTELITE POSTERIOR só pode ser vendido e utilizado exclusivamente por profissionais qualificados na área da odontologia. Não deve ser vendido nem utilizado por profissionais que não pertençam à área da odontologia.

3) Não utilizar ESTELITE POSTERIOR se os selos de segurança estiverem abertos ou aparentarem ter sido forados.

4) No caso de ESTELITE POSTERIOR, causar uma reação alérgica ou de hipersensibilidade, interromper imediatamente a sua utilização.

5) Utilizar luvas de exame (plástico, vinil ou látex) sempre que se manusear ESTELITE POSTERIOR, para evitar a possibilidade de reações alérgicas aos monômeros de metacrilato. Nota: Certas substâncias/materiais podem penetrar através das luvas de exame, retirar e descartar as luvas, e lavar cuidadosamente as mãos com água ou mais rápidamente.

6) Evitar o contato de ESTELITE POSTERIOR com os olhos, as mucosas, a pele e a roupa.

- No caso de ESTELITE POSTERIOR entrar em contato com os olhos, lavar cuidadosamente e abundantemente os olhos com água e consultar imediatamente um oftalmologista.

- No caso de ESTELITE POSTERIOR entrar em contato com as mucosas, limpar imediatamente a zona afetada e lavar cuidadosamente com água depois da restauração.

- No caso de ESTELITE POSTERIOR entrar em contato com a pele ou a roupa, lavar imediatamente a zona com um tampão ou uma gaze de algodão emborrachado em álcool.

- Pedir ao paciente que lava a boca imediatamente depois do tratamento.

7) Não se deve ingerir ou inalar ESTELITE POSTERIOR. A ingestão ou inalação podem causar graves lesões.

8) Para evitar a ingestão acidental de ESTELITE POSTERIOR, não deixar o produto ao alcance dos pacientes ou das crianças.

9) Limpar os instrumentos com álcool depois de terem sido utilizados.

10) Ao utilizar uma lâmpada de polimerização, devem-se proteger os olhos (com viseras, óculos de proteção).

■ INDICAÇÕES PARA O ENCHIMENTO E A POLIMERIZAÇÃO

Polymerizar o ESTELITE POSTERIOR fora da boca e verificar o tempo necessário para o encerramento completo de ESTELITE POSTERIOR com a lâmpada de polimerização antes de proceder à adesão. A seguinte tabela indica a relação entre o tempo de polimerização e a profundidade do incremento.

Relação entre o tempo de polimerização e a profundidade do incremento

| Tipo de luz | Intensidade (mW/cm²) | Tempo de polimerização (segundos) | Profundidade do incremento (mm) ¹⁾ |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| Halógeno | 400 | 10 | 1,9 |
| | 20 | 2,3 | |
| | 600 | 10 | 2,0 |
| LED | 200 | 2,0 | |
| | 800 | 5 | 1,8 |
| | 260 | 10 | 2,4 |
| Arco de plasma | 900 | 5 | 1,8 |
| | 900 | 10 | 2,0 |
| | 950 | 3 | 2,1 |

1) A profundidade do incremento foi determinada com base nos resultados realizados em conformidade com a secção 7.10 "depth of cure" (ISO 4049).

■ ARMAMENTO

Preparar a cavidade e risciacquare com acqua. Aggiungere dei chamer sui margini delle preparazioni posteriori (classe I, II) poiché i chamer sono d'aiuto nell'eliminazione della demarcazione tra i margini cavitari e la ricostruzione, migliorando così sia l'aspetto estetico sia la tenzione.

- No caso de reparações su porcelana/compósito, intridire a superficie con una fresa ceramica, risciacquare accuratamente com aqua, asciugare a fondo con aria e trattare com un agente silano stremendosi alle istruções do produttore.

■ Proteção da polpa dental

Si può applicare un cemento vetroinomerico e/o hidrossido di calcio se la cavità è vicina alla polpa. NON UTILIZZARE MATERIALE A BASE DI EUGENOL per proteggere la polpa, poiché questi materiali inibiscono la polimerizzazione dell'agente adesivo e/o di ESTELITE POSTERIOR.

■ Sistema adesivo

Applicare il sistema adesivo secondo le istruzioni del produttore.

■ Erogazione

Rimuovere il cappuccio della siringa. Estrudere la pasta su un bloccetto di miscelazione girando l'impugnatura in senso orario. Chiudere bene il cappuccio della siringa subito dopo l'erogazione.

- NON esercitare una forza eccessiva sulla siringa subito dopo averla tolta dal frigorifero.

■ Riempimento e modellazione

Preparare la cavità per incrementi successivi con uno strumento adeguato. Gli incrementi non devono superare la profondità indicata (vedere la tabella precedente).

- NON miscolare ESTELITE POSTERIOR con resine composite di altre marche o con altri colori di ESTELITE POSTERIOR per evitare la polimerizzazione incompleta o la contaminazione con bolle d'aria.

■ Polimerizzazione

Fotopolimerizzare ciascun incremento per almeno il tempo indicato (vedere la tabella precedente), mantenendo la punta del dispositivo di polimerizzazione ad una distanza di 2 mm dalla superficie.

- Quotidiani sui composti polimerizzati siano stratificate resine composite di altre marche, attenersi alle relative istruzioni.

■ Finitura

Modellare e lucidare la ricostruzione. Usare punti diamantati fini per la finitura. Per diminuire la demarcazione tra il composito e il dente naturale, impiegare una fresa al carburo attorno ai margini senza utilizzare acqua. Per le superfici prossimali, usare strisce di metallo o di vinile per la lucidatura. Per lucidare utilizzare punti di gomma o qualsiasi strumento di lucidatura appropriato, ad es. PoGo™ (DENTSPLY/Caulk), Sof-Lex™ (3M ESPE), IdentoFlex® HiLuster Dia Polishers (Kerr), o D-FINE™ Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).

*PoGo, Sof-Lex, IdentoFlex e D-FINE non sono marchi registrati di Tokuyama Dental Corporation.

- Istruire adeguatamente il paziente sulla manutenzione del restauro dopo il trattamento.

L'utente e/o il paziente sono tenuti a segnalare qualsiasi evento avverso grave occorso in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente risiedono.

NOTA IMPORTANTE: Il produttore di ESTELITE POSTERIOR non è responsável de danos ou lesões causados pela utilização indevida do produto. Rientra nella responsabilidade personal do utilizador accettarsi prima dell'uso che il prodotto sia idoneo all'applicazione prevista.

Le specifiche di ESTELITE POSTERIOR possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Un eventuali cambiamento delle specifiche può determinare un cambiamento delle istruzioni e delle precauzioni.

ESTELITE POSTERIOR.

■ INDICAÇÕES

- Restaurações diretas inclusivõe a superfície de oclusão

- Reparo de porcelana/material compósito

■ CONTRAINDICAÇÕES

ESTELITE POSTERIOR contém monômeros de metacrilato. Não utilizar ESTELITE POSTERIOR em pacientes alérgicos ou com hipersensibilidade a monômeros de metacrilato ou relacionados.

■ PRECAUÇÕES

1) Não utilizar ESTELITE POSTERIOR para qualquer propósito que não esteja mencionado neste documento. Utilizar ESTELITE POSTERIOR unicamente conforme indicado neste documento.

2) ESTELITE POSTERIOR só pode ser vendido e utilizado exclusivamente por profissionais qualificados na área da odontologia. Não deve ser vendido nem utilizado por profissionais que não pertençam à área da odontologia.

3) Não utilizar ESTELITE POSTERIOR se os selos de segurança estiverem abertos ou aparentarem ter sido forados.

4) No caso de ESTELITE POSTERIOR, causar uma reação alérgica ou de hipersensibilidade, interromper imediatamente a sua utilização.

5) Utilizar luvas de exame (plástico, vinil ou látex) sempre que se manusear ESTELITE POSTERIOR, para evitar a possibilidade de reações alérgicas aos monômeros de metacrilato. Nota: Certas substâncias/materiais podem penetrar através das luvas de exame, retirar e descartar as luvas, e lavar cuidadosamente as mãos com água ou mais rápidamente