


АВТОМАТИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

СКОРОСТ,
ПРЕЦИЗНОСТ И
НАДЕЖДНОСТ ПРИ
ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ.


ESTELITE Σ QUICK

**Максимална свобода на моделиране,
минимално време за полимеризация.**

С Estelite Sigma Quick постигането на естетични и дълготрайни възстановявания е бързо и лесно. Благодарение на иновативната си технология, този композит осигурява превъзходна манипулация и дълготраен блясък, като намалява времето за работа, без да прави компромис с качеството. **Ефективност, на която можете да разчитате.**



ESTELITE SIGMA
20 000X



CERAM.X SPHERETEC ONE
UNIVERSAL* 5000X

* Не е регистрирана търговска марка
Tokuyama Dental Corporation

ESTELITE Σ QUICK


Винаги
автентични
усмивки





Характеристики

- Изключително кратко време за фотополимеризация 3 секунди с фотополимерна лампа (максимална дебелина 2 мм).
- Удължено работно време 90 секунди при 10 000 lx светлина.
- Отлична полируемост
- Дълготрайна цвятова устойчивост
- Истински хамелеонов ефект
- Висока устойчивост на абразия
- Изключително ниско свиване при полимеризация (1.3%)
- Рентгеноконтрастност
- Антериорни и постериорни възстановявания
- Затваряне на диастеми
- Маскиране на обезцветявания
- Композитни фасети
- Циментиране на индиректни възстановявания
- Характеристики и цвятови настройки за директни и индиректни възстановявания на основата на смола

Dr.
Bilal Yaşa



Dr.
Nicolò Barbera



Печеливша технология
повече от 10 години.

DA
DENTAL
ADVISOR



2010 / 2024 TOP AWARD COMPOSITE



Налични опаковки

Estelite Sigma Quick Intro Kit

- 6 Estelite Sigma Quick 3.8g syringes (colors: A1, A2, A3, A3.5, OA2, OPA2)
- 1 Bond Force II Bottle 1ml 50 applicators
- 1 mixing cup Shade Guide



Estelite Sigma Quick 3 Syringe Kit

- 3 Estelite Sigma Quick syringes 3.8g (colors: A2, A3, OA3)

Рефили

- 1 Estelite Sigma Quick 3.8g syringe 20 capsules (PLT) Estelite Sigma Quick, 0.20g
- Estelite Sigma Quick Shade Guide

Цветова класификация

- Enamels



- Body



- Effect masses



- Dentines



Tips and tricks

Използвайте OPA2 в класове III и IV като първи слой.


Знаете ли, че OPA2 може да се използва и с Estelite Asteria?

Методът Sol-Gel


ОТ 1981 Г.

Сферичен
пълнител със
Supra-Nano
размер за лесни,
дълготрайни
и превъзходни
резултати.

КОПИРАНЕТО Е ЛЕСНО, ИНОВАЦИЯТА Е ТОКУЯМА.



ESTELITE SIGMA QUICK
20 000X



GAENIAL «GC»*
20 000X

* Not a registered
trademark of
Tokuyama Dental
Corporation

Благодарение на патентования Sol-Gel метод, Токуяма успява лабораторно да определи формата и размера на своите пълнители на основата на SiO_2 и ZrO_2 (силициев и циркониев оксид), създавайки наистина сферичен пълнител, наречен Supra Nano Spherical Filler.

Това е съединение, получено чрез химична реакция на метални алкоксиди. Благодарение на този метод, Supra-Nano молекулярните размери придават на материала характеристики, които позволяват възстановявания с изключително гладки повърхности и максимален финален блясък.



ЕКСКЛУЗИВЕН ПАТЕНТ НА
ТОКУЯМА DENTAL ОТ 1981 ГОДИНА.

 **Tokuyama**
Innovating Tomorrow's Dentistry, Today.

Tokuyama Dental Italy srl
tel. +39 0444 659650
fax +39 0444 750345
info@tokuyama.it



БЕЛВЕЗАР
ГАМА ДЕНТ

BELVEZAR - GAMA DENT
+359 32 991 523
office-sofia@belvezar.com
www.belvezar.com



www.tokuyama.it